

DECAL ZC

DECAL ZC è un tipico agente decalcinante per ogni tipo di pelli, dotato di ottima azione tamponante.

ANALISI TIPICA

Aspetto	Polvere biancastra
pH (soluzione 10 %)	5.5 ± 1

PROPRIETÀ

DECAL ZC è un classico decalcinante che può essere usato su ogni tipo di pelli: la notevole forza tamponante dei suoi sali rende il gonfiamento del fiore virtualmente impossibile.

DECAL ZC decalcina rapidamente ed in profondità a percentuali d'impiego relativamente basse: questo rende l'operazione di decalcinazione particolarmente economica.

DECAL ZC produce una trippa pulita e rilassata, con un fiore fine ed elastico.

APPLICAZIONE

DECAL ZC viene semplicemente addizionato come polvere al bottale: la percentuale usata varia dal 2.0 al 4.0 % in base al tipo di pelle.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it